



Fonctions

Immobilisation du patient au niveau abdominale pour fauteuil roulant

Indications et usages

Permet un maintien du patient sur le fauteuil, lui empêchant de tomber

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient. Surveiller le patient toutes les heures. Ne convient pas à des patients perturbés, désorientés & agités. Veiller à serrer les sangles modérément. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

La ceinture de maintien au fauteuil se compose d'une ceinture abdominale en complexe ép. 12mm face externe tissu polyamide / face interne bouclette coton avec une mousse confortable & d'une sangle « judo ». Fermeture par sangle de réglage avec boucle à cliquet hors de portée du patient.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie

1. Entourer le patient à l'aide de la ceinture,
2. La fermeture s'effectue à l'arrière du fauteuil, par boucle à cliquet,
3. Attention : Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient.

Serrer suffisamment au niveau du bas ventre sans verrouiller de façon à ne pas blesser le patient.

Composition

Polyamide, polyester, coton, polypropylène

Tableau des tailles :

Taille	Longueur sangle (attache ventrale patient + fauteuil)	Code ACL
UNIV	220 cm	37600 3544152 6



Fonctions

Immobilisation du patient au niveau abdominale pour fauteuil roulant

Indications et usages

Permet un maintien du patient sur le fauteuil, lui empêchant de tomber

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient. Surveiller le patient toutes les heures. Ne convient pas à des patients perturbés, désorientés & agités. Veiller à serrer les sangles modérément. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

La ceinture de maintien au fauteuil se compose d'une ceinture abdominale en complexe ép. 12mm face externe tissu polyamide / face interne bouclette coton avec une mousse confortable & d'une sangle « judo ». Fermeture par sangle de réglage avec boucle à cliquet hors de portée du patient.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie

1. Entourer le patient à l'aide de la ceinture,
2. La fermeture s'effectue à l'arrière du fauteuil, par boucle à cliquet,
3. Attention : Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient.

Serrer suffisamment au niveau du bas ventre sans verrouiller de façon à ne pas blesser le patient.

Composition

Polyamide, polyester, coton, polypropylène

Tableau des tailles :

Taille	Longueur sangle (attache ventrale patient + fauteuil)	Code ACL
UNIV	220 cm	37600 3544152 6