



CEINTURE DE MAINTIEN PELVIEN « STABILITY PELVIEN »

CPOM / FAG

Fonctions

Maintien pelvien pour fauteuil roulant des personnes légèrement agitées

Indications et usages

Permet d'éviter tout glissement par un maintien confortable et uniforme du patient au niveau du bas ventre.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient. Surveiller le patient toutes les heures.

Ne convient pas à des patients perturbés, désorientés & agités. Veiller à serrer les sangles modérément.

Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

La ceinture STABILITY PELVIEN se compose d'un complexe ép. 12mm face externe en tissu polyamide et face interne bouclette coton avec une mousse confortable.

Fermeture par sangles de réglage et boucles à cliquet hors de portée du patient.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie

1. Placer la ceinture autour de la taille du patient,
2. Entourer le dossier du fauteuil avec les sangles latérales,
3. Passer la sangle pelvienne entre les jambes du patient, puis le siège et le dossier du fauteuil pour venir se fermer avec les sangles latérales par boucles à cliquet.
4. Attention : Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient.
Serrer suffisamment au niveau du bas ventre sans verrouiller de façon à ne pas blesser le patient.

Tableau des tailles :

Taille	Longueur sangle (attache patient + fauteuil)	Longueur sangle (attache fauteuil)	Code ACL
S	160 cm	130 cm	37600 3544229 5
M	180 cm	145 cm	37600 3544230 1
L	200 cm	160 cm	37600 3544231 8

Composition

Polyamide, polyester, coton, polypropylène



CEINTURE DE MAINTIEN PELVIEN « STABILITY PELVIEN »

CPOM / FAG

Fonctions

Maintien pelvien pour fauteuil roulant des personnes légèrement agitées

Indications et usages

Permet d'éviter tout glissement par un maintien confortable et uniforme du patient au niveau du bas ventre.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient. Surveiller le patient toutes les heures.

Ne convient pas à des patients perturbés, désorientés & agités. Veiller à serrer les sangles modérément.

Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

La ceinture STABILITY PELVIEN se compose d'un complexe ép. 12mm face externe en tissu polyamide et face interne bouclette coton avec une mousse confortable.

Fermeture par sangles de réglage et boucles à cliquet hors de portée du patient.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie

1. Placer la ceinture autour de la taille du patient,
2. Entourer le dossier du fauteuil avec les sangles latérales,
3. Passer la sangle pelvienne entre les jambes du patient, puis le siège et le dossier du fauteuil pour venir se fermer avec les sangles latérales par boucles à cliquet.
4. Attention : Ne pas laisser les sangles de réglage à la portée du patient.
Serrer suffisamment au niveau du bas ventre sans verrouiller de façon à ne pas blesser le patient.

Tableau des tailles :

Taille	Longueur sangle (attache patient + fauteuil)	Longueur sangle (attache fauteuil)	Code ACL
S	160 cm	130 cm	37600 3544229 5
M	180 cm	145 cm	37600 3544230 1
L	200 cm	160 cm	37600 3544231 8

Composition

Polyamide, polyester, coton, polypropylène

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupe soberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mars-18 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



www.sober.fr

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupe soberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mars-18 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



www.sober.fr