



ATELLE DE PERFUSION « STABILITY PERFUSION »

IN / FAG



Indications et usages

Facilite l'accès veineux lors de la pose de perfusion.
Immobilisation du bras de la zone perfusée.
Attention pour RADIO, IRM ... : Ce produit contient des baleines en aluminium.

Précautions

Dispositif médical de classe I.
Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.
Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.
Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.
Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).
Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Ne pas laisser le patient sans surveillance.
Veiller à serrer les sangles modérément. Ne convient pas à des patients agités ou perturbés.
Ne pas laisser les perfusions ou autres à la portée du patient.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

L'attelle STABILITY PERFUSION est un ensemble léger composé de complexe ép. 10mm face externe maille grattée / face interne bouclette.
Elle comprend une baleine en aluminium dans un étui en tissu plastifié. Fermeture par ruban accrocheur.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

1. Positionner la partie rigide de l'attelle de perfusion sous le coude du patient, bouclette coton en contact avec le patient,
2. Rabattre les côtés de l'attelle & fermer cette dernière par ruban accrocheur,
3. Possibilité de maintien du tuyau de perfusion avec les petits passants rubans accrocheurs.

Composition

Polyamide, polyester, coton, PVC, aluminium

Tableau des tailles :

Taille	Longueur de l'attelle	Conditionnement	Code ACL
Prématuré	11 cm	10 unités	37600 3544012 3
Nouveau-né	13 cm		37600 3544013 0
Nourrisson	17 cm		37600 3544014 7
Bébé	21 cm		37600 3544015 4
Adulte	21 cm		37600 3544016 1

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél 33 (0)4 74 60 75 03

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupeoberetvous@sober.fr
Date de mise à jour de la fiche : août-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



ATELLE DE PERFUSION « STABILITY PERFUSION »

IN / FAG



Indications et usages

Facilite l'accès veineux lors de la pose de perfusion.
Immobilisation du bras de la zone perfusée.
Attention pour RADIO, IRM ... : Ce produit contient des baleines en aluminium.

Précautions

Dispositif médical de classe I.
Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.
Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.
Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.
Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).
Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence. Ne pas laisser le patient sans surveillance.
Veiller à serrer les sangles modérément. Ne convient pas à des patients agités ou perturbés.
Ne pas laisser les perfusions ou autres à la portée du patient.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.



Entretien des éléments textiles :

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Caractéristiques

L'attelle STABILITY PERFUSION est un ensemble léger composé de complexe ép. 10mm face externe maille grattée / face interne bouclette.
Elle comprend une baleine en aluminium dans un étui en tissu plastifié. Fermeture par ruban accrocheur.

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.

Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

1. Positionner la partie rigide de l'attelle de perfusion sous le coude du patient, bouclette coton en contact avec le patient,
2. Rabattre les côtés de l'attelle & fermer cette dernière par ruban accrocheur,
3. Possibilité de maintien du tuyau de perfusion avec les petits passants rubans accrocheurs.

Composition

Polyamide, polyester, coton, PVC, aluminium

Tableau des tailles :

Taille	Longueur de l'attelle	Conditionnement	Code ACL
Prématuré	11 cm	10 unités	37600 3544012 3
Nouveau-né	13 cm		37600 3544013 0
Nourrisson	17 cm		37600 3544014 7
Bébé	21 cm		37600 3544015 4
Adulte	21 cm		37600 3544016 1

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél 33 (0)4 74 60 75 03

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupeoberetvous@sober.fr
Date de mise à jour de la fiche : août-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

