

BOTTE DE MARCHÉ
MAINTIEN : IMMOBILISATION OPTIMALE

OMNI-WALKER®



PLUS PRODUITS



Pour le réglage, veillez à bien dévisser les deux vis.

Evasement malléolaire

Reglage entre 75° et 120°

Fixation interne du chausson sur la botte

CARACTÉRISTIQUES

Botte de marche avec immobilisation réglable à 75°, 90°, 105° ou 120° (sur indication du médecin uniquement).
Semelle externe convexe antidérapante : déroulé du pas sans mobilisation de la cheville et sans déséquilibre latéral.
Système d'attache et de fixation du chausson sur la semelle permettant l'immobilisation du membre inférieur et du talon.
Botte de marche avec évasement malléolaire et évidement au niveau du tendon d'Achille.
Chausson amovible / lavable : mousse intérieure rembourrée au niveau des malléoles.

INDICATIONS MÉDICALES

> **TRAUMATOLOGIE :** Utilisation dans la rupture du tendon d'Achille opéré ou non.
Entorses de la cheville stade 3
Fractures de la cheville
Fractures des métatarsiens
Fractures sans déplacement du tibia péroné

LPPR : 7181571 - 64,40 € TTC

TAILLE	POINTURE	CÔTE	CODE ACL
T1 / Junior	≤ 37	Droit	3401 0 7648678 6
		Gauche	3401 0 7648721 9
T2 / M	38 à 40	Droit	3401 0 7648684 7
		Gauche	3401 0 7648715 8
T3 / L	41 à 43	Droit	3401 0 7648690 8
		Gauche	3401 0 7648709 7
T4 / XL	≥ 44	Droit	3401 0 7996712 1
		Gauche	3401 0 7996729 9



Groupe SOBER

Z.I. des Vernailles Ouest 69830 ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE
@ : commercial@sober.fr - Tél. +33(0)4 74 60 75 03

www.sober.fr



Vidéo réglage disponible