

ATTELLE ANTI-EQUIN  
MAINTIEN : IMMOBILISATION

# EQUINIX



## + PLUS PRODUITS



Semelle anti-dérapante

Sangles latérales de serrage

Baleinage amovible en position couché

## ☰ CARACTÉRISTIQUES

2 sangles latérales de serrage : réglage de l'angle de cheville (flexion / extension).  
Baleinage modelable et adaptable à chaque phase du traitement.  
Attelle de position allongée avec stabilisateur de lit fourni.  
Tissu éponge et mousse intérieure pour un meilleur confort.  
Semelle antidérapante.

## ✍ INDICATIONS MÉDICALES

Paralysie nerveuse d'origine centrale ou périphérique  
(Equinisme neurologique)

- > **TRAUMATOLOGIE** : Entorses et fractures de la cheville et du pied
- > **POST-OPÉRATOIRE** : Après intervention sur tibia, cheville ou médio-pied

**LPPR : 7181588 - 76,22 € TTC**

TAILLE	POINTURE	CODE ACL
T1 / Junior	36 à 38	34010 <b>7014287</b> 9
T2	39 à 42	34010 <b>7014293</b> 0
T3	43 à 44	34010 <b>7014301</b> 2



JUNIOR



POINTURE



### Groupe SOBER

391, rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest 69830 ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE  
@ : commercial@sober.fr - Tél. +33(0)4 74 60 75 03

www.sober.fr

