


COUSSIN D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE
MAINTIEN : IMMOBILISATION

SHOULDYN®



+ PLUS PRODUITS

Hauteur réglable

Brassard d'immobilisation du bras

Brassard d'immobilisation du poignet

III CARACTÉRISTIQUES

Coussin d'épaule en rotation modulable : angle de rotation neutre ou externe (de 0° à 45°) pour une adaptation au patient (en fonction de la prescription).

Les 4 points de fixation par sangles assurent au coussin un maintien du degré de rotation au quotidien (position debout, assise, allongée).

Positionnement bilatéral, taille unique.

Livré avec un compas permettant un réglage facile et précis des angles de rotations externes.

INDICATIONS MÉDICALES

> **TRAUMATOLOGIE** : Luxations de l'épaule
Fractures du trochiter, de la tête humérale ou de la glène

> **POSTE-OPÉRATOIRE** : Protocole d'immobilisation post-opératoire en rotation neutre ou externe.

LPPR : 6186460 - 15,24 € TTC

 Vidéo de mise en place disponible

TAILLE	CODE ACL
Universelle	3401 0 4399312 5



Groupe SOBER

391, rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest 69830 ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE
@ : commercial@sober.fr - Tél. +33(0)4 74 60 75 03

www.sober.fr

