

# STABILIG® GAC EVOLUTIV



## + PLUS PRODUIT

Articulations monocentriques

Baleine postérieure amovible

Sangle amovibles

## III CARACTÉRISTIQUES

Attelle de genou livrée avec 2 articulations monocentriques, 2 baleines postérieures (1 à 0° (code couleur noir) & 1 à 20° (code couleur gris)) et 4 sangles de fermeture amovibles (cuisse = code couleur gris) & mollet = code couleur noir).

Cadrans latéraux monocentriques permettant soit :

- une immobilisation de 0° à 120°.
- une libération articulaire (avec butée anti-recurvatum).

L'ensemble STABILIG GAC EVOLUTIV FIRSTICE est composé de l'attelle STABILIG GAC EVOLUTIV & de deux compresses de FIRSTICE COMBO 14X28.

L'ensemble STABILIG GAC EVOLUTIV FIRSTICE DFP est composé de l'attelle STABILIG GAC EVOLUTIV, de deux compresses de FIRSTICE COMBO 14X28 & d'un PACK COMBO DFP.

## INDICATIONS MÉDICALES

- Lésion méniscale stade 2
  - Lésion ligamentaire moyenne et grave
  - Luxation rotulienne
  - Entorse des ligaments collatéraux (LLI / LLE)
  - Rupture partielle des ligaments croisés (LCA / LCP)
  - Fracture rotulienne stades 1 à 3 (Classification de Duparc)
  - Reprise d'activité sportive
- Postopératoire :**
    - ménissectomie
    - ligamentoplastie
    - chirurgie rotulienne
    - arthroplastie
    - Rééducation

LPPR : 7181536 - 102,29 € TTC

Code ACL/EAN/GTIN

Taille	Hauteur	Tour de cuisse (cm)	Tour de mollet (cm)	STABILIG GAC EVOLUTIV	STABILIG GAC EVOLUTIV FIRSTICE	STABILIG GAC EVOLUTIV FIRSTICE DFP
T1	35 cm	35 à 56	26 à 40	37600 3544730 6	37600 3544673 6	37600 3544682 8
		57 à 62	41 à 44	37600 3544731 3	37600 3544674 3	37600 3544683 5
		> 62	> 44	37600 3544732 0	37600 3544675 0	37600 3544684 2
T2	45 cm	35 à 56	26 à 40	37600 3544749 8	37600 3544752 8	37600 3544685 9
		57 à 62	41 à 44	37600 3544750 4	37600 3544753 5	37600 3544686 6
		> 62	> 44	37600 3544751 1	37600 3544754 2	37600 3544687 3



391, rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest 69830 ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE  
@ : commercial@sober.fr - Tél. +33(0)4 74 60 75 03

Groupe SOBER

www.sober.fr

